

Clinical / Dentistr クリニカル / 歯科医院

クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!! 用途にあった形態が選べる!!

テクニカル

ラボワークで研磨

クリニカル

口腔内調整

すばやく仕上げる!!

EZA かんたん研磨

荒研磨 中研磨 光沢研磨

エクストラコース 荒研磨

ミディアム 中研磨

満足な仕上がり!!

TCP こだわり研磨

中研磨 スーパー光沢研磨

ファイン 光沢研磨

エクストラファイン スーパー光沢研磨

粗い 細かい

Clinical **EZA** ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

	荒研磨	中研磨	光沢研磨	CA用
サイズ [mm]	103204XC φ4.4 × 10.5	108204XC φ3.3 × 7.5	124204XC φ6 × 8	143204XC φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	10,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,000	¥ 3,500	¥ 3,500

■ 研磨性が高い
■ ダイヤモンド粒子入り
■ カラーバリエーションが豊富
■ 微調整で光沢度アップ

Set

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000

標準価格 (1セット3本入) ¥ 3,200

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000

標準価格 (1個) ¥ 1,000

ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。

TCP ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

中研磨 スーパー光沢研磨 CA用

ミディアム

	中研磨	エクストラ ファイン
サイズ [mm]	103204MSW4Z φ4.4 × 10.5	126204MSW4Z φ6 × 8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000
商品コード	15801103	15801113
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,500

■ セラミック・ジルコニア用
■ 2工程で完璧な仕上がり
■ 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
■ 耐摩耗性

エクストラ
ファイン

	スーパー光沢研磨	中研磨	光沢研磨
サイズ [mm]	103204XFSW4Z φ4.4 × 10.5	126204XFSW4Z φ6 × 8	143204XFSW4Z φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223
標準価格 (3本)	¥ 3,500	¥ 3,500	¥ 3,500

関連商品

VITA shade. VITA made. **VITA**

■ 焼成ファーンズ

ジルコニアシンタリング (焼結) ファーンズ
ビタ シルクマット 6100MS
医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器

ポーセレンファーンズ
バキュマット6000M
医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器

プレスファーンズ
バキュマット6000MP
医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器届出番号 302AKBZX00020000 管理医療機器

ビタYZ T (トランス)

ビタYZ HT (ハイトランス)

ビタYZ ST (スーパートランス)

ビタYZ XT (エクストラトランス)

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシント用カラーリング

医療機器届出番号 302AKBZX00017000 管理医療機器

ビタ YZ T カラーリングリキッド

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド

ビタ YZ エフェクトリキッド

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ スティン

ビタアクセントプラス

スプレー

ペースト

パウダー

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器届出番号 222AKBX00138000 管理医療機器

ご注文はサンポリッシャー専用の注文書をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード! サンポリッシャー注文書 検索

サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>

記載の標準価格は2023年7月現在のものです。(税別)

HAKUSUI

made in Germany

Exactly yours

サン社(ドイツ)

札幌1札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1南 (011)618-5814
 関東東北1さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
 東京1東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスT2南 (03)5217-4618
 名古屋1名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
 本社1大阪府大阪市淀川区新富1-1-1 5 (06)6396-4400
 広島1広島市南区紙屋敷3-5-1 日通ビル1階 (082)207-2870
 福岡1福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
 白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2023.07.P2,000 D30 Ver.2.3.2

瞬輝!

ジルコニア研磨が
かんたん!!

HAKUSUI

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur

滅菌
できます!

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

made in Germany

Exactly yours

ジルコニアの
「美しさ」再発見

未来を磨く

耐久性を追及!

ジルコニアも
ピッカピカ!

品質に自信あり!!

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。
SUN社独自で開発した材料を調査し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。
サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコップチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得

ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

ニケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマージンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美的な高いマテリアルです。
形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がり、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

テクニカル

効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップで仕上げることができます

STEP 1

形態調整

BWG / AWG

STEP 2

形態修正

MCP / PSC

STEP 3

最終仕上げ研磨

EZA / TCP



シントラリングには
VITA社(ドイツ)
ジルコニアシントラリングファース
ジルコマット6100MS



荒研磨
中研磨
光沢研磨
スーパー光沢研磨

STEP 1

形態調整

焼結前のジルコニア

安全な調整!

形態調整

HP用

プレシントジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器

ミディアム/ファイン

中研削/光沢研削

164104MF

サイズ [mm]

φ10 × 22.7

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15854300

標準価格 (1本)

¥1,500

グレーゾーン

サポートピンをすばやく閉合

ダブル研磨のポイント!

緻密な研磨

ファイン

すばやく閉合

ミディアム

シリコン素材

グレーゾーン

ホワイートゾーン

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、プレシントクラウンを安全に研磨することができます。
グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に閉合し、無着色のホワイートゾーンで表面への色移りなく、繊細な作業部位を破損せずに細かく緻密に研磨することができます。

ホワイートゾーン

ポリッシャーでサポートピンの閉合部を研磨・形成

形態調整

HP用

プレシントジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器

10本入

ファイン

光沢研削

106104F

サイズ [mm]

φ4.3 × 12

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15854218

標準価格 (10本)

¥3,300

ミディアム/ファイン

中研削/光沢研削

560104MF

サイズ [mm]

φ7 × 19

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15854200

標準価格 (1本)

¥1,300

10本入

ミディアム

中研削

111104M

サイズ [mm]

φ5.6 × 13

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854108

標準価格 (10本)

¥3,700

111104M

サイズ [mm]

φ7 × 13

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854118

標準価格 (10本)

¥4,400

115104M

サイズ [mm]

φ7 × 13

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854118

標準価格 (10本)

¥4,400

146104M

サイズ [mm]

φ15 × 0.3

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15854128

標準価格 (10本)

¥4,400

STEP 2

形態修正

時間短縮!!

更に 経済的!!

効率の良い修正!!

MCP

大きく修正

荒研削

中研削

繊細な仕上がり!!

PSC

繊細な修正

細研削

形態修正

荒研削

中研削

HP用

MCP

ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシャスメタル

医療機器届出番号 27B1X00020230001 一般医療機器

Set

MCP テクニカルセット

138104C / 138104M / 151104M 各1本

商品コード

15853500

標準価格 (1セット3本入)

¥10,700

切削量が多い修正に適しています!

コース

荒研削

138104C

サイズ [mm]

φ4 × 11

推奨回転数 [rpm]

20,000

商品コード

15853510

標準価格 (1本)

¥3,700

159104C

サイズ [mm]

φ15 × 3.5

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15853520

標準価格 (1本)

¥4,800

219104C

サイズ [mm]

φ22 × 3

推奨回転数 [rpm]

8,000


商品コード

15853530

標準価格 (1本)

¥8,300

MCEとMCPの耐久性の比較



MCPはMCEと比較して粒子や配合比を変える事により、耐久性が向上しました。

ミディアム

中研削

133104M

サイズ [mm]

φ6.5 × 13

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15853540

標準価格 (1本)

¥4,000

138104M

サイズ [mm]

φ4 × 11

推奨回転数 [rpm]

20,000

商品コード

15853550

標準価格 (1本)

¥3,700

151104M

サイズ [mm]

φ12 × 2.5

推奨回転数 [rpm]

10,000

商品コード

15853560

標準価格 (1本)

¥4,500

239104M

サイズ [mm]

φ22 × 0.8

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15853570

標準価格 (1本)

¥6,900

形態修正

細研削

HP用

PSC

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230007 一般医療機器

繊細なマーゲン部や特長付けに使用します

ファイン

細研削

566104F

サイズ [mm]

φ3.5 × 10

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15855060

標準価格 (1本)

¥4,300

151104F

サイズ [mm]

φ12 × 2.4

推奨回転数 [rpm]

10,000

商品コード

15855030

標準価格 (1本)

¥6,500

132104F

サイズ [mm]

φ4.8 × 13

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15855010

標準価格 (1本)

¥5,000

138104F

サイズ [mm]

φ4 × 10.5

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15855020

標準価格 (1本)

¥4,300

199104F

サイズ [mm]

φ5

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15855040

標準価格 (1本)

¥4,300

508104F

サイズ [mm]

φ2.5 × 7

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15855050

標準価格 (1本)

¥3,800

PSC パンサー ストーンセット

111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本

商品コード

15855000

標準価格 (1セット6本入)

¥27,000

STEP 3

研磨

かんたんステップで 驚きの輝き!

研磨の比較

エクストラコース

EZA

荒研磨

粗い

ミディアム

EZA

TCP

中研磨

ファイン

EZA

光沢研磨

エクストラファイン

TCP

スーパー光沢研磨

細かい

最終仕上げ研磨

荒研磨

中研磨

光沢研磨

HP用

EZA

ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

Set

EZA テクニカルAセット

105104XC / 105104M / 105104F 各1本

商品コード

15850000

標準価格 (1セット3本入)

¥4,300

グレースファイリングなしのジルコニア修復に対応

研磨性が高い

密度の高いダイヤモンド粒子

ジルコニアの光沢研磨

研磨時間を短縮できる

3ステップ研磨

エクストラコース

荒研磨

140104XC

サイズ [mm]

φ26 × 2

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850130

標準価格 (1本)

¥8,300

200104XC

サイズ [mm]

φ22 × 3.2

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850140

標準価格 (1本)

¥4,600

105104XC

サイズ [mm]

φ5.5 × 16

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15850100

標準価格 (1本)

¥1,600

151104XC

サイズ [mm]

φ11.5 × 2.4

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850110

標準価格 (1本)

¥1,900

177104XC

サイズ [mm]

φ6 × 15

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15850120

標準価格 (1本)

¥1,900

ミディアム

中研磨

140104M

サイズ [mm]

φ26 × 2

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850230

標準価格 (1本)

¥8,300

200104M

サイズ [mm]

φ22 × 3.2

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850240

標準価格 (1本)

¥4,600

105104M

サイズ [mm]

φ5.5 × 16

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15850200

標準価格 (1本)

¥1,600

151104M

サイズ [mm]

φ11.5 × 2.4

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850210

標準価格 (1本)

¥1,900

177104M

サイズ [mm]

φ6 × 15

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15850220

標準価格 (1本)

¥1,900

ファイン

光沢研磨

140104F

サイズ [mm]

φ26 × 2

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850330

標準価格 (1本)

¥8,300

200104F

サイズ [mm]

φ22 × 3.2

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850340

標準価格 (1本)

¥4,600

105104F

サイズ [mm]

φ5.5 × 16

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15850300

標準価格 (1本)

¥1,600

151104F

サイズ [mm]

φ11.5 × 2.4

推奨回転数 [rpm]

6,000

商品コード

15850310

標準価格 (1本)

¥1,900

177104F

サイズ [mm]

φ6 × 15

推奨回転数 [rpm]

15,000

商品コード

15850320

標準価格 (1本)

¥1,900

最終仕上げ研磨

中研磨

スーパー光沢研磨

HP用

TCP

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

同時に高い光沢を出すエクストラファインは、新世代ジルコニアに最適!!

あらゆるセラミック修復物の研磨に対応

わずか2工程で高い光沢

コストパフォーマンスが良い

多様なデザインで様々なシチュエーションに対応

滑らかな仕上がり

cad/cam冠の研磨に適合

研磨ペースト

TCPASTE01/20

サンポリッシャー ダイヤモンドペースト パンサー20g

内容量

20g

商品コード

15852501

標準価格 (1個)

¥23,000

※プランの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01

商品コード

15851001

標準価格 (1セット)

¥56,000

ミディアム

中研磨

100104MSW4Z

サイズ [mm]

φ5.5 × 18

推奨回転数 [rpm]

12,000

商品コード

15851100

標準価格 (1本)

¥1,900

140104M

サイズ [mm]

φ26 × 2

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851130

標準価格 (1本)

¥8,300

158104MSW4Z

サイズ [mm]

φ17 × 2.4

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851110

標準価格 (1本)

¥5,400

541104MSW4Z

サイズ [mm]

φ15 × 1

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851120

標準価格 (1本)

¥4,800

エクストラファイン

スーパー光沢研磨

100104XFSW4Z

サイズ [mm]

φ5.5 × 18

推奨回転数 [rpm]

12,000

商品コード

15851200

標準価格 (1本)

¥1,900

140104XF

サイズ [mm]

φ26 × 2

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851230

標準価格 (1本)

¥8,300

158104XFSW4Z

サイズ [mm]

φ17 × 2.4

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851210

標準価格 (1本)

¥5,400

541104XFSW4Z

サイズ [mm]

φ15 × 1

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851220

標準価格 (1本)

¥4,800

インプラント アバットメント調整用

TCP パンサーアバットメントキット

140104M / 541104MSW4Z / 140104XC / 541104XFSW4Z 各1本

商品コード

15851300

標準価格 (1セット)

¥31,000

チタンベースとジルコニア (ニケイ酸) を同時に研磨が可能!

エクストラコース

荒研磨

140104XC

サイズ [mm]

φ26 × 2

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851320

標準価格 (1本)

¥9,800

541104XC

サイズ [mm]

φ15 × 1

推奨回転数 [rpm]

8,000

商品コード

15851330

標準価格 (1本)

¥5,700