


LM

feel the  
difference

# LMDental

LMインスツルメント 総合カタログ



## 目次

---

### 3 LM-Instruments Oy

LM インストルメンツ社について、金属工学、ハンドルの種類



### 9 診査 DIAGNOSTICS

ミラーハンドル、エキスペローラー、ペリオプローブ、ファーケーションプローブ



### 15 歯周治療 PERIODONTICS

シックルスケラー、ユニバーサルキュレット、  
スペシャルインストルメント (シンテット)、ファーケーションインストルメント、  
ホースケラー、グレーシーキュレット、シャープダイヤモンド、  
エルゴミックス (インプラント用)、外科用メスハンドル



### 35 修復 RESTORATION

エキスカベーター、ジンジバルマージン トリマー、スパチュラ、コードパッカー、  
ベースキャリアー、プラグー (CR 用)、バーニッシャー、アルテ、  
ダークダイヤモンド、コンポジット用、カーバー、エクセススケラー、  
フィリングリムーバー、クラウンオフ、マルチホルダー



### 47 歯内療法 ENDODONTICS

エキスペローラー、エキスカベーター、エンドスプレッダー、プラグー



### 49 外科 EXTRACTION

ツイストアウト、リフトアウト、専用カセット、スリムリフト、残根除去用インスト  
ルメント



### 53 メンテナンス MAINTENANCE

トレーシステム、コードボタン、コードリング、シャープナー、メンテナンス




### 58 索引

from FINLAND



LM Instruments



## 北欧生まれの インスツルメント

フィンランドはスウェーデン、ノルウェー、ロシアと国境を接する北欧の国です。首都ヘルシンキは、バルト海の半島と周辺の島々からなっています。同市にはまた、18世紀の要塞スオメンリンナ、ファッションナブルなデザイン地区、数多くの博物館や美術館があります。北極圏のラップランドは広大な国立公園やスキーリゾートを擁する大自然で知られ、オーロラを見ることもできます。

LM インスツルメンツ社はフィンランド第2の都市、トゥルク近郊の町で製品の開発・生産を行っています。



YACHT

ヨット



HELSINKI CATHEDRAL

ヘルシンキ大聖堂



SANTA CLAUS

サンタクロース



AURORA


オーロラ



SAUNA

サウナ





# Your skills are wo



Managing Director  
Mr. Timo Helenius

LM インスツルメンツ社は歯科用インスツルメント製造のプロとして常に完成度の高い製品を世に送り出すことを目指し、ユーザーの皆さんに最良のツールをお届けするために製品の開発・生産を行っています。満足できる治療結果へと繋がる品質の高いインスツルメントを供給するのが我々の使命だと考えています。

LM インスツルメンツ社は最先端技術と熟練工による仕上げ技術を融合し、ユーザーのニーズに合った製品を生み出しています。







# LM

feel the  
difference

# Birth LM



LM インストルメンツ社は歯科医療に従事する専門家のニーズに呼応するインストルメントを開発し生産しています。エンドユーザーとのコミュニケーションを大切にしその声を最新のインストルメント開発に反映させるよう努めています。LM インストルメンツ社は 1989 年にシリコン製ハンドルのインストルメントを他社に先駆けて売り出しました。

我々は会社設立当初から“人間工学”を常に念頭に置いて商品開発を行ってきました。

1980 年代に市場に導入した人間工学に基づいた太いハンドル、弾力性のあるハンドル表面、軽量化、カラーコード化等の技術革新はユーザーに広く浸透し、21 世紀の今日では業界の標準的なモデルとなっています。

手に馴染み、滑りにくいインストルメントのグリップはその使い勝手の良さと効率性が全世界に認められています。インストルメントの使用者のみならず治療を受けた患者さんもその違いに気付くことでしょう。

LM インストルメンツ社の製品は全て北欧で生産されています。最先端技術を結集したハイテクインストルメントの最終仕上げは熟練工の手によって施され、高品質で高機能なインストルメントを完成させます。




# LM-DuraGradeMAX – supersteel

## 耐摩耗性を追及した金属工学

ブレード金属の耐摩耗性の高さは歯科用インスツルメントに必要な重要な要素の一つです。ブレードが摩耗していないシャープなインスツルメントは効率が良く、安心して使うことができます。

最新の金属工学に基づいた材料研究の結果生み出された LM-DuraGradeMAX スチールは LM インスツルメンツ社の全インスツルメントに使用されています。

2つのスチールは耐摩耗性が高く、少ないシャープニングストロークで十分なエッジが得られます。再生率が高く、シャープニング後は購入した時と同じ表面性状が得られます。





# The pioneer in ergonomics

## 人間工学を考えたハンドル

人間工学的な形態のハンドインスツルメントに必要な条件とは何でしょうか？

まず第 1 に、滑りにくく自然に把持できる形でなければなりません。

第 2 に、軽量で職業病を効果的に予防する形状でなければなりません。

第 3 に、触覚感度や操作性の良さが重要です。術者にとっても患者さんにとっても信頼性、耐摩耗性、快適性が重要な要素であるといえます。LM インスツルメンツ社の創立者の一人である Pekka Kangasniemi 医学博士は 1980 年代にいち早くこの重要な要素を充たす人間工学的な形状に着目しインスツルメントを開発しました。





## ハンドルの選択

人間工学的なインスツルメントを選択することによって歯科医療に従事する際の快適性に大きな違いが生じます。一年間に約 2000 時間もの間使用するハンドインスツルメントに最も重要なのはインスツルメントのデザイン、重さ、感触です。LM インスツルメンツ社のハンドインスツルメントはハンドルの種類を選択することができます。各ハンドルの形態は人間工学に基づいて開発され、弾性シリコンでコーティングされています。術者の手にフィットし、症例に応じて適切なハンドルを選択することで手指への負担を軽減できます。

## 新しいカラー

ハンドルの色が明るくなり、インスツルメントの種類やコードの印字が見やすくなり、診療やメンテナンス中のインスツルメントの識別がより容易になりました。

## ハンドルの種類



### エルゴノーム

細いハンドルで、比較的力を必要としない処置に適しています。



### エルゴマックス

永年にわたり、多くの方に親しまれている人間工学的なハンドルデザインです。握りやすく操作性に優れています。



### エルゴセンス

太いハンドルの LM エルゴセンスは人間工学に基づいた設計で効率良く処置を行うことができます。

## 特殊ハンドル



### エルゴミックス

チップの付け替えが可能なので無駄が無く経済的です。利用可能なインスツルメントの種類は 33 ページを参照してください。



### エルゴシングル

患部にアクセスしやすい均整の取れたフォルムのミラーハンドルです。

#### ハンドルコードと直径

##### LMエルゴノーム

Si = ErgoNorm handle  
(Ø 8.5 mm)

##### LMエルゴマックス

XSi = ErgoMax handle  
(Ø 11.5 mm)

##### LMエルゴセンス

ES = ErgoSense handle  
(Ø 13.7 mm)

##### LMエルゴミックス

EM = ErgoMix handle  
(Ø 12.5 mm)


##### LMエルゴシングル

ESi = ErgoSingle handle  
(Ø 11.5 mm)

# DIAGNOSTICS

- ミラーハンドル
- エクスプローラー
- ペリオプローブ
- ファークーションプローブ

診  
査



## ミラーハンドル、エクスプローラー

医療機器届出番号 27B1X00020221036 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器

### ミラーハンドル

LM25ミラーハンドルのネジ山は国際水準のM2.5に準拠しています。  
装着可能なミラーシャングの直径は2.5mmです。ミラーは別売です。



#### LMエルゴシングル ミラーハンドル

ESi エルゴシングル

- バランスのとれたデザインで治療部位へのアクセスが容易
- 色:グレー、レッド、ブルー

種類	カラー / 商品コード	標準価格(1本)
25 ESi	グレー /00233108 レッド /00233109 ブルー /00233110	¥2,700



※ミラー別売

#### LMミラーハンドル

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 片頭タイプ
- 色:グレー、レッド、ブルー

種類	カラー / 商品コード	標準価格(1本)
25 Si	グレー /00233101 レッド /00233103 ブルー /00233105	¥1,400
25 XSi	グレー /00233102 レッド /00233104 ブルー /00233106	¥1,600



※ミラー別売

#### LMミラーハンドルJM

XSi エルゴマックス

- インプラント治療に使用
- 色:レッド

種類	カラー / 商品コード	標準価格(1本)
25-473 XSi	レッド /00233107	¥3,500



※写真はイメージです

#### プリマミラー サイズ4

- 12ヶ入

種類	商品コード	標準価格(1箱)
プリマミラーサイズ4 12個入り	00233121	¥3,000

### エクスプローラー

歯石、齲蝕の診断や歯周ポケット、修復物、根分岐部の診査に使用します。

LMエクスプローラーやLMペリオプローブには片頭タイプもあります。



#### LMエクスプローラー 5-8

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
5-8 Si	00231021	¥2,400
5-8 XSi	00231022	¥2,800



#### LMエクスプローラー 5-9

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
5-9 Si	00231023	¥2,400
5-9 XSi	00231024	¥2,800





## LMエキスプローラー センタード 9-17C

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 長い第一シャンクとバックアクションブレード
- 臼歯遠心面のプロービングに使用
- 刃先が中心軸にある (17C)

種類	商品コード	標準価格 (1本)
9-17C Si	00231017	¥2,400
9-17C XSi	00231018	¥2,800



## LMエキスプローラー 17-23

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 遠心面に使用(17)
- う蝕探知に用いる(23)

種類	商品コード	標準価格 (1本)
17-23 Si	00231033	¥2,400
17-23 XSi	00231034	¥2,800



## LMエキスプローラー センタード 17C-23

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 刃先が中心軸にある(17C)

種類	商品コード	標準価格 (1本)
17C-23 Si	00231035	¥2,400
17C-23 XSi	00231036	¥2,800



遠心面用のプローブ



## LMエキスプローラー 3-6

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 一般的な探知に用いる

種類	商品コード	標準価格 (1本)
3-6 Si	00231019	¥2,400
3-6 XSi	00231020	¥2,800



## LMエキスプローラー 11-12

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- シャンクの角度は LM グレーシーキュレット 11-12 と同じ

種類	商品コード	標準価格 (1本)
11-12 Si	00231029	¥2,400
11-12 XSi	00231030	¥2,800



歯肉縁下で根面の審査に使用



## LMフレックスプローラー 11F-12F

XSi エルゴマックス

- LM エクスプローラー 11-12 よりシャンクが長く、より繊細なエキスプローラー
- 歯肉縁下歯石や深い歯周ポケットの診査に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
11F-12F XSi	00231043	¥3,000

## エキスプローラー、ペリオプローブ


医療機器届出番号 27B1X00020220001 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



### LMエキスプローラー プロセテック 18-19

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 補綴クラウン、ブリッジ、インレー / オンレー補綴物用
- マージン部の感知力に優れています



種類	商品コード	標準価格(1本)
18-19 Si	00231037	¥2,400
18-19 XSi	00231038	¥2,800



### LMエキスプローラー ホルスト 29

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格(1本)
29 Si	00231039	¥2,200
29 XSi	00231040	¥2,600



### LMエキスプローラー 9

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



- 片頭

種類	商品コード	標準価格(1本)
9 Si	00231027	¥2,200
9 XSi	00231028	¥2,600

## ペリオプローブ

う蝕用探針と歯周プローブを組み合わせたインストゥルメントです。

ほとんどのLMエキスプローラーやLMペリオプローブには片頭タイプもあります。



ペリオプローブWHOは  
0.5-3-2-3-3です



### LMペリオプローブ 23-52B

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
23-52B Si	00231031	¥5,400
23-52B XSi	00231032	¥5,800

目盛: 2mm 毎



目盛：2mm 毎

**LMペリオプローブ 8-520B**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ボール φ 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1本)
8-520B Si	00231055	¥5,400
8-520B XSi	00231056	¥5,800



目盛：2mm 毎

**LMペリオプローブ 23-520B**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ボール φ 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1本)
23-520B Si	00231051	¥5,400
23-520B XSi	00231052	¥5,800



目盛：3mm 毎

**LMペリオプローブ 23-530B**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ボール φ 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1本)
23-530B Si	00231053	¥5,400
23-530B XSi	00231054	¥5,800



目盛：1-2-3-5-7-8-9-10

**LMペリオプローブ  
ウィリアム 51**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格 (1本)
51 Si	00231065	¥4,300
51 XSi	00231066	¥4,700



目盛：3-2-3-3

**LMペリオプローブ  
WHO 8-550B**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ボール φ 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1本)
8-550B Si	00231061	¥5,400
8-550B XSi	00231062	¥5,800



目盛：3-2-3-3

**LMペリオプローブ  
WHO 23-550B**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ボール φ 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1本)
23-550B Si	00231059	¥5,400
23-550B XSi	00231060	¥5,800



目盛：3-2-3-3

**LMペリオプローブ  
WHO 550B**

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 片頭、ボール φ 0.5 mm

種類	商品コード	標準価格 (1本)
550B Si	00231057	¥5,000
550B XSi	00231058	¥5,400



## ペリオプローブ・ファーケーションプローブ

医療機器届出番号 27B1X00020223045 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221009 一般医療機器



目盛：1mm 毎

### LMノースカロライナ プローブ 54B

XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格(1本)
54B XSi	00231068	¥4,700



目盛：2mm 毎

### LMプローブ 52B

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格(1本)
52B Si	00231071	¥4,300
52B XSi	00231070	¥4,700



目盛：3mm 毎

### LMマーキス12 プローブ 53B


XSi エルゴマックス

- 片頭

種類	商品コード	標準価格(1本)
53B XSi	00231075	¥4,700

## ファーケーションプローブ

根分岐部の形態と深さを測定するために使用します。



根分岐部を様々な角度から診査するのに使用します。  
 上顎、下顎両方に使用できます。



### LMネイバースプローブ 20-21

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
20-21 Si	00231041	¥5,400
20-21 XSi	00231042	¥5,800




目盛：2mm 毎  
球あり

### LMペリオプローブ ファーケーション

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
20B-21B Si	00231063	¥5,400
20B-21B XSi	00231064	¥5,800



# PERIODONTICS

- シックルスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- スペシャルインスツルメント  
(シンテット)
- ファーケーションインスツルメント
- ホースケーラー
- グレーシーキュレット
- シャープダイヤモンド
- エルゴミックス(インプラント用)
- 外科用メスハンドル



## シックルスケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221057 一般医療機器

### シックルスケーラー

歯肉縁上歯石の除去に使用します。

#### インストルメンテーション:

カッピングエッジの先端三分之一を歯にあてて歯石を除去します。インストルメントを歯の方に傾けて歯に対してブレードを70°から80°の角度であてます。側圧を加えながらスケーラーを垂直、水平、斜め方向に引くように動かします。2～3mmの短いストロークで使用します。

#### 形態:

- ・断面が三角形
- ・フェイスが第一シャンクに対して直角
- ・両サイドにカッピングエッジ(赤線部分)
- ・尖った刃先

QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



#### LMシックルスケーラー ミクロ

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 刃部が非常に細くコンパクトでタイトな歯間空隙にも最適
- 前歯叢生部にも有効



種類	商品コード	標準価格(1本)
301-302 Si	00231601	¥6,200
301-302 XSi	00231602	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



#### LMシックルスケーラー LM204S

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 鋭角なシャンク、非常に細い刃部
- 臼歯部にも有効

種類	商品コード	標準価格(1本)
303-304 Si	00231593	¥6,200
303-304 XSi	00231594	¥6,600



#### LMシックルスケーラー ミニ

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 全歯面、特に隣接面に使用



種類	商品コード	標準価格(1本)
311-312 Si	00231603	¥6,200
311-312 XSi	00231604	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



#### LMシックルスケーラー LM23

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- LMシックルスケーラー ミニよりもブレードが短く、第一シャンクが長い
- 前・臼歯部に有効

種類	商品コード	標準価格(1本)
313-314 Si	00231605	¥6,200
313-314 XSi	00231606	¥6,600



LMシッルスケーラー  
カプラン

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 強く硬く、鋭い角度が付いたブレード
- 強固な歯肉縁上歯石を除去する際に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
322-323 Si	00231607	¥6,200
322-323 XSi	00231608	¥6,600

LMシッルスケーラー  
ミニカプラン

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- ブレードの角度はカプランと同じだが、
- カプランより細い

種類	商品コード	標準価格(1本)
333-334 Si	00231609	¥6,200
333-334 XSi	00231610	¥6,600

LMハイジニストスケーラー  
#H4-H5

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス


- 90°のフェイス
- チゼルタイプの刃部は押す動作で使用
- シッルタイプの刃部は引く動作で使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
144-145 Si	00231613	¥6,200
144-145 XSi	00231614	¥6,600

LMハイジニストスケーラー  
#H6-H7

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
146-147 Si	00231011	¥6,200
146-147 XSi	00231012	¥6,600

 QRコードを読み取って動画を *check!*


臨床例



## LMラップランダー

XSi エルゴマックス

- LM スケーラー H6-H7 に似ているが側方に彎曲
- 臼歯部や隣接面にアクセスしやすい

種類	商品コード	標準価格(1本)
148-149 XSi	00231010	¥6,600



## LMネブラスカ

XSi エルゴマックス

- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格(1本)
128-128 XSi	00231625	¥6,500

# ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器

## ユニバーサルキュレット

全ての歯肉縁下と歯肉縁上の中程度の歯石から強固な歯石まで除去。

### インスツルメンテーション：

ユニバーサルキュレットのカットティングエッジの片方を歯面にあてて歯石を除去します。インスツルメントを歯の方に傾けて歯に対してブレードを70°から80°の角度であてます。側圧を加えながらキュレットを垂直、水平、斜め方向に引くように動かします。インスツルメントを少し傾けるだけで両サイドのカットティングエッジを使用できます。

### 形態：


- ・刃部が第一シャンクに対して直角
- ・両サイドにカットティングエッジ(赤線部分)
- ・丸い刃先
- ・シャンクが太い



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング




### LMマッコール #13S-14S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 頑強なブレードと太いシャンク
- 主に前歯と小臼歯に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
222-223 Si	00230812	¥6,200
222-223 XSi	00230811	¥6,600



### LMミニマッコール #13S-14S

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- より細く少し丸みを帯びた刃先 (シックル型ではない)
- 深く狭窄な歯周ポケットに最適

種類	商品コード	標準価格(1本)
222-223M Si	00230814	¥6,200
222-223M XSi	00230813	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



### LMユニバーサルキュレット #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
225-226 Si	00230816	¥6,200
225-226 XSi	00230815	¥6,600



### LMマッコール #17-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
277-278 Si	00230818	¥6,200
277-278 XSi	00230817	¥6,600

- 17-18
- 頑強で幅が均一な刃部
  - 全歯面に使用
  - 歯茎の広い歯面に最適



### LMマッコール #17S-18S

種類	商品コード	標準価格(1本)
279-280 Si	00230820	¥6,200
279-280 XSi	00230819	¥6,600

- 17S-18S
- 17-18 よりも細めのブレードと刃部
  - タイムな歯間空隙に最適

**ランガーキュレット**

ユニバーサルキュレットの刃部とグレーシーキュレットのシャンクを組み合わせたキュレットです。到達困難な部位にもアクセスでき、同じインストゥルメントエンドで近心面と遠心面を処置できます。

**LMランガーキュレット #1-2**

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 下顎の臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
281-282 Si	00230901	¥6,200
281-282 XSi	00230911	¥6,600



**LMランガーキュレット #3-4**

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上顎の臼歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
283-284 Si	00230903	¥6,200
283-284 XSi	00230913	¥6,600



**LMランガーキュレット #5-6**

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上下顎の前歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
285-286 Si	00230905	¥6,200
285-286 XSi	00230915	¥6,600



**ミニランガーキュレット**

スタンダードモデルよりもシャンクが長く刃部が短くなっており、タイトな歯間空隙に適しています。深い歯周ポケットや根分岐部へのアクセスが容易です。


**LMランガーキュレットミニ #1-2**

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 下顎の小白歯、大白歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
281-282M Si	00230821	¥6,200
281-282M XSi	00230822	¥6,600



**LMランガーキュレットミニ #3-4**

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上顎の小白歯、大白歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
283-284M Si	00230823	¥6,200
283-284M XSi	00230824	¥6,600




**LMランガーキュレットミニ #5-6**

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス



- 上下顎の前歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
285-286M Si	00230825	¥6,200
285-286M XSi	00230826	¥6,600



## ユニバーサルキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器



### LMゴールドマンフォックス #3

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 臼歯の隣接面歯間部に用いる

種類	商品コード	標準価格(1本)
233-234 Si	00230532	¥6,200
233-234 XSi	00230533	¥6,600



### LMコロンビア #2R-2L

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯、小白歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
217-218 Si	00230516	¥6,200
217-218 XSi	00230517	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



### LMコロンビア #4R-4L

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯、臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
219-220 Si	00230518	¥6,200
219-220 XSi	00230519	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



臨床例



### LMコロンビア キュレット #13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 大臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
237-238 Si	00230513	¥6,200
237-238 XSi	00230514	¥6,600



### LMパーハルト #5-6

XSi エルゴマックス

- 前歯、臼歯用  
- 第一シャンクが短い

種類	商品コード	標準価格(1本)
227-228 XSi	00230528	¥6,600



## スペシャルインスツルメント、ファーケーションインスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020221061 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221055 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221054 一般医療機器

### スペシャルインスツルメント シンテット

ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレットを組み合わせたインスツルメントで歯肉縁上や歯肉縁下の歯石除去に使用します。

- ・凹面にも凸面にも使用できます。
- ・一つのインスツルメントヘッドで同一歯間部の近心面と遠心面を処理することができます。
- ・垂直方向にも水平方向にも使用することができます。
- ・ミニモデルはタイトで深い歯周ポケットに適しています。

**形態:**

- ・緩くカーブしたカッティングエッジが両サイドに付いています。
- ・丸い刃先



QRコードを読み取って動画を *check!*

臨床例



#### LMシンテット

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
215-216 Si	00230315	¥6,600
215-216 XSi	00231315	¥7,000



#### LMシンテットミニ

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
215-216M Si	00230415	¥6,600
215-216M XSi	00231415	¥7,000


### ファーケーションインスツルメント



#### LMファーケーター

XSi エルゴマックス

- 根分岐部の天蓋や内面の清掃、特に窪みや溝の清掃に使用。



種類	商品コード	標準価格 (1本)
259-260 XSi	00231310	¥5,500

QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



臨床例



#### LMダイヤモンドファイル SV 5-6

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ダイヤモンドでコーティングされたカーブの付いた丸い刃先
- 深く窪んだ歯根面の清掃に使用
- 根分岐部用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
255-256D Si	00230305	¥13,500
255-256D XSi	00231306	¥13,900



#### LMダイヤモンドファイル SV 7-8

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- ダイヤモンドでコーティングされた卵形の刃先
- 深い根分岐部の清掃に使用



種類	商品コード	標準価格 (1本)
257-258D Si	00230307	¥13,500
257-258D XSi	00231308	¥13,900

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例

## ホースケーラー

医療機器届出番号 27B1X00020221050 一般医療機器

### ホースケーラー

歯肉縁上、歯肉縁下の歯石除去に使用します。深く狭い歯周ポケットや窪んだ歯根面に適しています。垂直方向にも水平方向にも使用することができます。

形態:

- ・角が丸く細い鋸型のブレード
- ・楕円形のカットングエッジ



シャープニング



QRコードを読み取って動画を *check!*



#### LMホースケーラー アンテリア

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
112-113 Si	00231701	¥6,200
112-113 XSi	00231702	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



#### LMホースケーラー ラテラル

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
134-135 Si	00231703	¥6,200
134-135 XSi	00231704	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



#### LMホースケーラー ポステリア

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
156-157 Si	00231705	¥6,200
156-157 XSi	00231706	¥6,600



QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例

グレーシーキュレット

- 歯肉縁下深部の歯石除去
- 歯肉縁下、歯根面の仕上げ

QRコードを読み取って動画を *check!* !




シャープニング



形態

- ・フェイスは第1シャンクに対して約 20°の傾斜が付いています。
- ・カーブが付いたカッティングエッジが片側に付いています (赤線部分)
- ・丸い刃先




■ LM グレーシーキュレット種類別お取扱い早見表

	グレーシー キュレット	グレーシー リジッドキュレット	グレーシー ミニキュレット	グレーシー マクロキュレット AFスタンダード
LM201-202 Si/XSi	●	●	●	
1/2				
LM203-204 Si/XSi	●			
3/4				
LM266-267 Si/XSi	●			
P3/P4				
LM205-206 Si/XSi	●			●
5/6				
LM207-208 Si/XSi	●	●	●	●
7/8				
LM209-210 Si/XSi				●
9/10				
LM211-212 Si/XSi	●	●	●	●
11/12				
LM213-214 Si/XSi	●	●	●	●
13/14				
LM245-246 Si/XSi	●	●	●	
15/16				
LM247-248 Si/XSi	●			●
17/18				

■ LM グレーシーキュレットタイプ別比較表

	スタンダード	リジッド	ミニ	マクロ AFスタンダード
第1シャンクの長さ	通常	通常	3mm長い	3mm長い
シャンクの太さ	通常	太い	通常	通常
刃部(ブレード)の長さ	通常	通常	短い	通常
刃部(ブレード)の幅	通常	少し広い	細い	少し広い

■ LM グレーシーキュレット使用部位



関連商品

エッジスター テストスティック (2本入)

商品コード	標準価格
00413523	¥500



カッティングエッジの切れ味を確認することができます。

# グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

## スタンダード グレーシーキュレット

### LMグレーシーキュレット #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯



種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202 Si	00230101	¥6,200
201-202 XSi	00231101	¥6,600



### LMグレーシーキュレット #3-4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯



種類	商品コード	標準価格(1本)
203-204 Si	00230103	¥6,200
203-204 XSi	00231103	¥6,600



### LMグレーシーキュレット #P3-P4

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- シャンクが短く頑強



種類	商品コード	標準価格(1本)
266-267 Si	00230134	¥6,200
266-267 XSi	00231134	¥6,600

### LMグレーシーキュレット #5-6

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 前歯、小臼歯用



種類	商品コード	標準価格(1本)
205-206 Si	00230105	¥6,200
205-206 XSi	00231105	¥6,600



### LMグレーシーキュレット #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面用



種類	商品コード	標準価格(1本)
207-208 Si	00230107	¥6,200
207-208 XSi	00231107	¥6,600



### LMグレーシーキュレット #9-10

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯、大臼歯の頬舌面、分岐部用



種類	商品コード	標準価格(1本)
209-210 Si	00230109	¥6,200
209-210 XSi	00231109	¥6,600





# グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器



## LMグレーシーキュレット #11-12

- 小臼歯、大臼歯の近心面

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212 Si	00230111	¥6,200
211-212 XSi	00231111	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



臨床例



## LMグレーシーキュレット #13-14

- 小臼歯、大臼歯の遠心面

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214 Si	00230113	¥6,200
213-214 XSi	00231113	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



## LMグレーシーキュレット #15-16

- 大臼歯の近心面  
- #11-12よりシャンクの屈曲が強いので、治療中のハンドル位置をより平行に保つことができます。従って、口の開きが小さい患者の処置に便利です。

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 Si	00230115	¥6,200
245-246 XSi	00231115	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例



## LMグレーシーキュレット #17-18

- 大臼歯の遠心面  
- #13-14よりシャンクの屈曲が強いので、治療中のハンドル位置をより平行に保つことができます。従って、口の開きが小さい患者の処置に便利です。

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 Si	00230117	¥6,200
247-248 XSi	00231117	¥6,600

QRコードを読み取って動画を *check!*



臨床例

## グレーシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

### グレーシー リジッドキュレット

標準モデルよりシャンクが太く頑強で、刃部が少し幅広。



#### LMグレーシーキュレット リジッド #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202R Si	00231225	¥6,200
201-202R XSi	00231240	¥6,600



#### LMグレーシーキュレット リジッド #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
207-208R Si	00231227	¥6,200
207-208R XSi	00231242	¥6,600



#### LMグレーシーキュレット リジッド #11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212R Si	00231229	¥6,200
211-212R XSi	00231244	¥6,600



#### LMグレーシーキュレット リジッド #13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214R Si	00231231	¥6,200
213-214R XSi	00231246	¥6,600



#### LMグレーシーキュレット リジッド #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246R Si	00231233	¥6,200
245-246R XSi	00231248	¥6,600

### グレーシー ミニキュレット



#### LMグレーシーキュレット ミニ #1-2

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202M Si	00230201	¥6,200
201-202M XSi	00231201	¥6,600



#### LMグレーシーキュレット ミニ #7-8

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
207-208M Si	00230207	¥6,200
207-208M XSi	00231207	¥6,600

# グレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器



## LMグレイシーキュレット ミニ #11-12

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-212M Si	00230211	¥6,200
211-212M XSi	00231211	¥6,600



## LMグレイシーキュレット ミニ #13-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
213-214M Si	00230213	¥6,200
213-214M XSi	00231213	¥6,600



## LMグレイシーキュレット ミニ #15-16

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
245-246M Si	00230215	¥6,200
245-246M XSi	00231215	¥6,600



## LMグレイシーキュレット ミニ #17-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
247-248M Si	00230217	¥6,200
247-248M XSi	00231217	¥6,600

## グレイシー マクロキュレットAF スタンダード



## LMグレイシーキュレット マクロAF #5-6 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
205-206AF Si	00233550	¥6,200
205-206AF XSi	00233560	¥6,600



## LMグレイシーキュレット マクロAF #7-8 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
207-208AF Si	00233552	¥6,200
207-208AF XSi	00233562	¥6,600



## LMグレイシーキュレット マクロAF #11-12 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-212AF Si	00233554	¥6,200
211-212AF XSi	00233564	¥6,600



## LMグレイシーキュレット マクロAF #13-14 スタンダード

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
213-214AF Si	00233556	¥6,200
213-214AF XSi	00233566	¥6,600

## シャープダイヤモンド(グレーシーキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器

シャープニング不要

### シャープダイヤモンド

LM シャープダイヤモンドは、非常に耐久性の高い特殊金属でコーティングされており、シャープニングが必要ありません。コーティングは最先端のPVD (Physical Vapor Deposition：物理蒸着法) を使用し、硬度が高く、シャープニングをしなくても鋭さを長く継続させます。

ハンドグリップは人間工学を更に追求したエルゴセンスハンドルを採用しており、効率の良い作業が可能です。

シャープニングにあまり時間を費やしたくない、手に負担の少ないインスツルメントを使用したい術者に最適なアイテムです。



HARDNESS OVER  
**63**  
HRC

手に負担の少ない太いエルゴセンスハンドルで快適作業

硬度：ロックウェルスケール 63HRC 以上

PVD コーティングにより長く持続する鋭さ

シャープニング不要



LM シャープダイヤモンドに関するよくある質問をまとめました！

白水ホームページで公開中！



LM 社 HP



Q&A

FAQ  
公開中！

QRコードを読み取って動画を check!

### シャープダイヤモンド グレーシーキュレット



#### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 1-2

ES エルゴセンス

- 前歯用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
201-202 SD ES	00232765	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 7-8

ES エルゴセンス

- 臼歯の頬側・舌側用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
207-208 SD ES	00232766	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 9-10

ES エルゴセンス

- 小白歯、大白歯の頬舌面、分岐部用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
209-210 SD ES	00232769	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 11-12

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
211-212 SD ES	00232767	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 13-14

ES エルゴセンス


- 臼歯の遠心用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
213-214 SD ES	00232768	¥8,400



## シャープダイヤモンド(グレーシーキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器



### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 15-16

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用  
(#11-12よりシャンクが鋭角)

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 SD ES	00232770	¥8,400



### LMシャープダイヤモンド グレーシーキュレット 17-18

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用  
(#13-14よりシャンクが鋭角)

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 SD ES	00232771	¥8,400

## シャープダイヤモンド ミニ グレーシーキュレット



### LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 1-2

ES エルゴセンス

- 前歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202 MSD ES	00232753	¥8,400



### LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 7-8

ES エルゴセンス

- 臼歯の頬側・舌側用

種類	商品コード	標準価格(1本)
207-208 MSD ES	00232754	¥8,400



### LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 11-12

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212 MSD ES	00232755	¥8,400



### LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 13-14

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214 MSD ES	00232756	¥8,400



### LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 15-16

ES エルゴセンス

- 臼歯の近心用(#11-12よりシャンクの屈曲が強い)

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-246 MSD ES	00232757	¥8,400



### LMシャープダイヤモンド ミニ グレーシー 17-18

ES エルゴセンス

- 臼歯の遠心用(#13-14よりシャンクの屈曲が強い)

種類	商品コード	標準価格(1本)
247-248 MSD ES	00232758	¥8,400

## シャープダイヤモンド (シックルスケーラー)

医療機器届出番号 27B1X00020228039 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020228040 一般医療機器

### シャープダイヤモンド シックルスケーラー



#### LMシャープダイヤモンド シャープジャック

ES エルゴセス

- 全ての部位
- ブレードが細く傾斜があるため、  
臼歯隣接面や歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
315-316 SD ES	00232745	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド ネブラスカ

ES エルゴセス

- 前歯用
- ブレードが細く歯間部にも最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
128-128 SD ES	00232746	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド シickleLM23

ES エルゴセス

- 全ての部位
- ミニシickleよりブレードが短く  
第一シャンクが長い

種類	商品コード	標準価格 (1本)
313-314 SD ES	00232748	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド スケーラーH6-H7

ES エルゴセス

- 全ての部位

種類	商品コード	標準価格 (1本)
146-147 SD ES	00232749	¥8,400

### シャープダイヤモンド マイクロ/ミニ シickleスケーラー



#### LMシャープダイヤモンド マイクロシickle

ES エルゴセス

- 刃部が非常に細い
- タイトな歯間空隙に使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
301-302 SD ES	00232750	¥8,400



#### LMシャープダイヤモンド ミニシickle

ES エルゴセス

- 全額、特に隣接面に使用

種類	商品コード	標準価格 (1本)
311-312 SD ES	00232751	¥8,400

シャープダイヤモンド(ユニバーサルキュレット)

医療機器届出番号 27B1X00020228041 一般医療機器

シャープダイヤモンド ユニバーサルキュレット



LMシャープダイヤモンド  
コロンビア 4L-4R

ES エルゴセス

- 全ての部位
- 特に臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
219-220 SD ES	00232775	¥8,400



LMシャープダイヤモンド  
バーンハルト 5-6

ES エルゴセス

- 全ての部位
- 第一シャンクが短い

種類	商品コード	標準価格(1本)
227-228 SD ES	00232776	¥8,400

シャープダイヤモンド ミニ シンテット



LMシャープダイヤモンド  
ミニ シンテット

ES エルゴセス

- ユニバーサルキュレットとグレーシーキュレットを  
組み合わせた両刃インストルメント

種類	商品コード	標準価格(1本)
215-216 MSD ES	00232752	¥9,200

# M-Dグレイシーキュレット

医療機器届出番号 27B1X00020221062 一般医療機器

## メジアル ディスタル グレイシーキュレット

1本で頬側/舌(口蓋)側に使用できるため、処置の流れに沿ってインストゥルメントを使用することができます。



### LM M-Dグレイシー #11-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-214 Si	00231801	¥6,200
211-214 XSi	00231802	¥6,600



### LM M-Dグレイシー #12-13

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
212-213 Si	00231805	¥6,200
212-213 XSi	00231806	¥6,600



### LM M-Dグレイシー #15-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-248 Si	00231809	¥6,200
245-248 XSi	00231810	¥6,600



### LM M-Dグレイシー #16-17

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
246-247 Si	00231813	¥6,200
246-247 XSi	00231814	¥6,600

## メジアル ディスタル グレイシーミニキュレット



### LM M-Dグレイシーミニ #11-14

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-214M Si	00231803	¥6,200
211-214M XSi	00231804	¥6,600



### LM M-Dグレイシーミニ #12-13

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
212-213M Si	00231807	¥6,200
212-213M XSi	00231808	¥6,600



### LM M-Dグレイシーミニ #15-18

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
245-248M Si	00231811	¥6,200
245-248M XSi	00231812	¥6,600



### LM M-Dグレイシーミニ #16-17

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
246-247M Si	00231815	¥6,200
246-247M XSi	00231816	¥6,600



## LMエルゴミックス(インプラント用)

医療機器届出番号 27B1X00020223001 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020223002 一般医療機器


### エルゴミックス(インプラントメンテナンス)

チップ部分の取り替えが可能なので、無駄が無く経済的。  
チップの交換はロックグリップをゆるめてチップを差し込み、ロックグリップを締めるだけ。道具を必要とせず簡単。

つなぎ目はしっかりと封鎖されており衛生的。通常のインスツルメントと同様に滅菌可能。



インプラントメンテナンス用チタン製チップ  
インプラントと同じチタン製なので、インプラントに傷が付きにくい。



#### LM エルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ インプラント用

EM エルゴミックス



- 細い刃部
- タイトな歯間空隙に最適

種類	商品コード	標準価格(1本)
283-284MTI EM	00231945	¥14,500

#### LM エルゴミックス グレーシーミニ #1-2 インプラント用

EM エルゴミックス



- 前歯、小臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
201-202MTI EM	00231946	¥14,500

#### LM エルゴミックス グレーシーミニ #11-12 インプラント用

EM エルゴミックス



- 小臼歯、大臼歯の近心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
211-212MTI EM	00231947	¥14,500

#### LM エルゴミックス グレーシーミニ #13-14 インプラント用

EM エルゴミックス



- 小臼歯、大臼歯の遠心面

種類	商品コード	標準価格(1本)
213-214MTI EM	00231948	¥14,500

### エルゴミックス - スペアーツ

商品名	種類	商品コード	標準価格
ハンドル			
エルゴミックス ハンドル ダークグレー	9011 EM	00231986	¥6,500
スペアロックグリップ 2個入			
オレンジ	9020 EM	00231990	¥6,500
ライトブルー	9021 EM	00231991	¥6,500
グレー	9022 EM	00231992	¥6,500
イエロー	9023 EM	00231993	¥6,500
ダークグレー	9024 EM	00231994	¥6,500
レッド	9025 EM	00231995	¥6,500

商品名	種類	商品コード	標準価格
チタン製スペアチップ(インプラント用)			
インプラント用 ユニバーサルミニ L	283MTi EM	00231955	¥3,800
インプラント用 ユニバーサルミニ R	284MTi EM	00231956	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #1	201MTi EM	00231957	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #2	202MTi EM	00231958	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #11	211MTi EM	00231959	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #12	212MTi EM	00231960	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #13	213MTi EM	00231961	¥3,800
インプラント用 グレーシーミニ #14	214MTi EM	00231962	¥3,800

## 外科用メスハンドル

医療機器届出番号 27B1X00020221043 一般医療機器

### エルゴホールド3

外科用メスのハンドルです。



- ・握りやすい
- ・刃部を正確に操作可能
- ・回転をコントロール
- ・刃部の位置が把握しやすい
- ・組織を自在にカット
- ・No.3の刃に対応
- ・弾力性のあるシリコンコーティング



#### LM エルゴホールド3 替え刃メスホルダー

エルゴホールド

種類	商品コード	標準価格(1本)
9003	00234108	¥7,400

# RESTORATION

- エキスカベーター
- ジンジバルマージン トリマー
- スパチュラ
- コードパッカー
- ベースキャリアー
- プラガー (CR用)
- バーニッシャー
- アルテ
- ダークダイヤモンド
- コンポジット用
- カーバー
- エクセススケーラー
- フィリングリムーバー
- クラウンオフ
- マルチホルダー

修復



## エキスカベーター

医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器

### スプーンエキスカベーター

軟化象牙質や暫間充填材の除去に使用します。

**形態:**

- ・スプーン型の刃部
- ・丸い刃先
- ・カッティングエッジが長いので広範囲に及び齶蝕の処置に便利



#### LMスプーンエキスカ 1.0mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
522-523 Si	00230652	¥5,100
522-523 XSi	00230752	¥5,500



#### LMスプーンエキスカ 1.5mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
533-534 Si	00230653	¥5,100
533-534 XSi	00230753	¥5,500

### ラウンドエキスカベーター

**齶蝕:**

- ・軟化した齶蝕デンチンの除去
- ・暫間充填材の除去

**外科:**

- ・抜歯前の歯周靭帯の切断
- ・抜歯後の肉芽組織の除去

**形態:**

- ・丸い刃先
- ・カーブがついたカッティングエッジ



シャープニング

QRコードを読み取って動画を check!



#### LMエキスカベーターラウンド 1.0mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
61-62 Si	00230661	¥5,100
61-62 XSi	00230610	¥5,500



#### LMエキスカベーターラウンド 1.5mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
63-64 Si	00230663	¥5,100
63-64 XSi	00230615	¥5,500



#### LMエキスカベーターラウンド 2.0mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
65-66 Si	00230665	¥5,100
65-66 XSi	00230620	¥5,500



# エキスカベーター、ジンジバルマーゼントリマー

医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020221044 一般医療機器

修復

## バックアクション エキスカベーター

### 齶蝕治療:

- ・ 軟化象牙質を効果的に除去
- ・ 非侵襲的な窩洞形成法に使用

### 歯周治療:

- ・ 下顎前歯の舌側等、到達しにくい部位の歯石除去
- ・ 歯根面の窪みや根分歧部の清掃

### 外科治療:

- ・ 抜歯、フラップ手術、根尖切除時の肉芽組織除去

### 形態:

丸い刃部とカーブの付いたカッティングエッジ、シャンクに角度が付いているので到達しづらい頬側、遠心、舌側面に容易にアクセスできます。先端が屈曲しているため、アンダーカット部、狭い開口部付近や隅角部にも対応できます。



シャープニング



### LMバックアクションエキスカ 1.0 mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
611-621 Si	00230761	¥5,100
611-621 XSi	00230710	¥5,500



### LMバックアクションエキスカ 1.5mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
631-641 Si	00230763	¥5,100
631-641 XSi	00230715	¥5,500

### LMバックアクションエキスカ 2.0 mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
651-661 Si	00230765	¥5,100
651-661 XSi	00230720	¥5,500

### LMバックアクションエキスカ 3.5 mm

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
671-681 Si	00230667	¥5,100
671-681 XSi	00230767	¥5,500

## ジンジバルマーゼントリマー

窩洞辺縁部外側の水平方向の仕上げに使用します。  
エナメルマーゼンにベベルを付けるために2本をペアで使用します。

### LMジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(遠心用)

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
121-122 Si	00231903	¥5,600
121-122 XSi	00231904	¥6,000



### LMジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(近心用)

Si エルゴノム XSi エルゴマックス



種類	商品コード	標準価格 (1本)
125-126 Si	00231909	¥5,600
125-126 XSi	00231910	¥6,000



## スパチュラ、コードパッカー、ベースキャリアー

医療機器届出番号 27B1X00020221070 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221032 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221031 一般医療機器

## スパチュラ




## LMスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
450-460 Si	00232301	¥4,600
450-460 XSi	00232302	¥5,000

## コードパッカー

ブレードが屈曲しているため、容易に圧排糸を歯牙の周囲に巻きつけたり歯周ポケット内に押し込むことができます。



## LMコードパッカー 2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
490-491 Si	00232303	¥5,800
490-491 XSi	00232304	¥6,200



## LMコードパッカー 2.6mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
492-493 Si	00232305	¥5,800
492-493 XSi	00232306	¥6,200

## ベースキャリアー

ベース材や薄いライナーをデンチン表面に塗布する際に使用します。



## LMベースキャリアーリジッド

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
29H-30H Si	00232309	¥4,600
29H-30H XSi	00232310	¥5,000

LMベースキャリアーコンデンサー  
マリアブルチップ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

LM30の先端は到達困難な部位にアクセスしやすいように曲げてご使用ください。

種類	商品コード	標準価格(1本)
30-34 Si	00232311	¥4,600
30-34 XSi	00232312	¥5,000

LMベースキャリアーコンデンサー  
リジッド

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
30H-34 Si	00232313	¥4,600
30H-34 XSi	00232314	¥5,000

## プラグー (CR用)、バーニッシャー

医療機器届出番号 27B1X00020221029 一般医療機器  
医療機器届出番号 27B1X00020221034 一般医療機器

修復

### プラグー (CR用)



#### LMプラグー 1.0-1.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
340-360 Si	00232509	¥5,000
340-360 XSi	00232510	¥5,400



#### LMプラグー 1.2-2.0mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
350-380 Si	00232511	¥5,000
350-380 XSi	00232512	¥5,400



#### LMプラグー 1.8-2.5mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
370-390 Si	00232513	¥5,000
370-390 XSi	00232514	¥5,400

### バーニッシャー



#### LMバーニッシャー #31-32

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
31-32 Si	00232601	¥5,000
31-32 XSi	00232602	¥5,400



#### LMバーニッシャー 1.5-2.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
471-473 Si	00232603	¥5,000
471-473 XSi	00232604	¥5,400



#### LMバーニッシャー #27-29

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格 (1本)
476-477 Si	00232605	¥5,000
476-477 XSi	00232606	¥5,400

## コンポジットレジン充填器

医療機器届出番号 27B1X00020224017 一般医療機器

STYLEITALIANO  
SHADE GUIDES

## アルテ

審美歯科を専門とする歯科医師のグループ「Style Italiano」と協力して開発されたインスツルメントで、審美的なコンポジットレジンの築盛に使用します。

QRコードを読み取って動画を *check!*

Facebook



臨床例



## LMアルテ アプリカ

XSi エルゴマックス

- 薄型で柔軟性があるスパチュラ
- コンポジットレジンの適用と審美的な形成に使用します。

種類	商品コード	標準価格(1本)
46-49 XSi	00232735	¥7,800



## LMアルテ アプリカ ツイスト

XSi エルゴマックス

- 薄く幅が狭いスパチュラ
- 手の位置を何度も変えることなく到達困難な部位にアクセス可能です。マトリックスを装着した歯牙の隣接面や辺縁降線の築盛を容易に行うことができます。

種類	商品コード	標準価格(1本)
464-494 XSi	00232734	¥7,800



## LMアルテ モデラ

XSi エルゴマックス

- 非常に薄く幅の広いコンポジットレジン形成用インスツルメント。幅広のブレードで表面を効率的に滑らかに形成可能です。コンポジットレジンから取り出し適用することも容易に行えます。

種類	商品コード	標準価格(1本)
442-443 XSi	00232736	¥7,800



## LMアルテ コンデンサー

XSi エルゴマックス

- コンポジットレジン形成用のシャンクが長く丸いプラガー

種類	商品コード	標準価格(1本)
488-489 XSi	00232737	¥7,800




## LMアルテ フィスラ


XSi エルゴマックス

- 先が非常に尖った形成用インスツルメント

種類	商品コード	標準価格(1本)
481-487 XSi	00232739	¥7,800







## LMアルテ ミスラ

XSi エルゴマックス

- 前歯部修復物におけるコンポジットレジンの水平的、垂直的な厚みを計測するインストゥルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
496-497 XSi	00232741	¥7,800



## LMアルテ ポステリア ミスラ

XSi エルゴマックス

- 臼歯部修復におけるコンポジットレジンの水平的厚みを計測するインストゥルメント。また、チップを隣接部の壁に当てることでマトリックスを挟んだ状態の隣接歯の復元が可能です。

種類	商品コード	標準価格 (1本)
498-499 XSi	00232742	¥7,800



## LMアルテ エクセン

XSi エルゴマックス

- 余剰コンポジットレジンやボンディング材の除去用インストゥルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
307-308 XSi	00232743	¥7,800




## LMアルテ カスプ ミスラ

XSi エルゴマックス

- ダイレクトレジン修復を行う際のカスプの厚さや高さを測定するためのユニークなインストゥルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
468-469 XSi	00232733	¥7,800




## LMアルテ ソロ アンテリア

XSi エルゴマックス

- 審美的な前歯部修復のためのインストゥルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
431-433 XSi	00232738	¥7,800




## LMアルテ ソロ ポステリア

XSi エルゴマックス

- 臼歯部におけるコンポジットレジンの修復に用いられるインストゥルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
434-438 XSi	00232740	¥7,800



## LMアルテ レプリカ ポステリア

XSi エルゴマックス

- 咬合面の築盛を簡素化するために設計された多機能なインストゥルメント

種類	商品コード	標準価格 (1本)
448-449 XSi	00232744	¥7,800



## ダークダイヤモンド

医療機器届出番号 27B1X00020221034 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020224015 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器

レジンが付着しにくいコーティング

### ダークダイヤモンド

チップ部分に高硬度で傷や摩耗に強いPVDメソッド (Physical Vapor Deposition : 物理蒸着法) を用いたコーティングを採用。平滑性が高いのでレジン離れが良く、操作性に優れています。

#### PVDメソッドを用いたコーティング:

疎水性が高く、レジン離れが良いので築盛や形態付与をスムーズに行えます。

#### 硬い表面:

表面が硬質なので、傷がつきにくく低摩耗

#### 滑らかな表面:


表面が滑沢で清掃が容易

#### ダークカラーコーティング:

レジンとのコントラストが強いので見やすい。黒色が光の反射を軽減

#### 硬い表面:

把持部は握りやすく、触感を確実に手指に伝える形状



臨床例

QRコードを読み取って動画を *check!*



#### LMバーニッシャー ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- レジンの充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1本)
31-32 DD ES	00232725	¥8,500



#### LMバーニッシャー プラガー ダークダイヤモンド1.5-2.5mm

ES エルゴセス

- レジンの形成

種類	商品コード	標準価格 (1本)
471-473 DD ES	00232728	¥8,500



#### LMモデラーMH ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- 多量のレジン充填時に使用  
 - シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格 (1本)
708-709 DD ES	00232731	¥8,500



#### LMモデラーMH ミニ ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- 少量のレジン充填時に使用  
 - シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格 (1本)
707-708 DD ES	00232730	¥8,500



#### LMパッカーモデラーIO ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- レジンの充填・形成  
 - 円錐状の先端は咬合面の形成に最適

種類	商品コード	標準価格 (1本)
482-483 DD ES	00232729	¥8,500



#### LMコンポジット インストゥルメント アンテリア ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格 (1本)
43-47 DD ES	00232726	¥8,500

## ダークダイヤモンド、コンポジット用

医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221071 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020224015 一般医療機器



### LMコンポジット インストルメント ポステリア ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格(1本)
48-702 DD ES	00232727	¥8,500



### LMミニスパチュラ ダークダイヤモンド

ES エルゴセス

- レジンの築盛・充填・形成

種類	商品コード	標準価格(1本)
444-445 DD ES	00232732	¥8,500

## コンポジット用



### LMフロー インストルメント IO

XSi エルゴマックス

- フロアブルコンポジットレジンの形成に適しています。

種類	商品コード	標準価格(1本)
484-485 XSi	00232700	¥6,000



### LMモデラー MH

XSi エルゴマックス

- 多量のレジンの充填時に使用  
 - シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能

種類	商品コード	標準価格(1本)
708-709 XSi	00232690	¥6,000



### LMモデラー MH ミニ

XSi エルゴマックス

- 少量のレジンの充填時に使用  
 - シリンダー状の先端はレジン離れが良く、正確な処置が可能


種類	商品コード	標準価格(1本)
707-709 XSi	00232695	¥6,000



### LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 刃部は円錐形になっており咬合面の形態付与やコンポジットの充填に適しています。  
 - ブレード部分はしっかりと研磨されているのでコンポジットが付着しません。  
 - 小穿裂溝に用いる



種類	商品コード	標準価格(1本)
482-483 Si	00232703	¥5,600
482-483 XSi	00232704	¥6,000



### LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 小臼歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
482-702 Si	00232705	¥5,600
482-702 XSi	00232706	¥6,000

## コンポジット用、カーバー

医療機器届出番号 27B1X00020221072 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221071 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221033 一般医療機器



### LMパッカーモデラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 大白歯用

種類	商品コード	標準価格(1本)
483-703 Si	00232707	¥5,600
483-703 XSi	00232708	¥6,000



### LMプラスチックインスツルメント アンテリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
43-47 Si	00232709	¥5,600
43-47 XSi	00232710	¥6,000



### LMプラスチックインスツルメント ポステリア

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
48-702 Si	00232711	¥5,600
48-702 XSi	00232712	¥6,000



### LMフォームコンデンサー 1.5-2.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
702-703 Si	00232713	¥5,600
702-703 XSi	00232714	¥6,000



### LMコンポジットスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
446-447 Si	00232717	¥5,600
446-447 XSi	00232718	¥6,000



### LMミニスパチュラ

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
444-445 Si	00232715	¥5,600
444-445 XSi	00232716	¥6,000

## カーバー

形態に合わせて余分な CR などを除去するために使用



### LMカーバー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
741-751 Si	00232801	¥5,400
741-751 XSi	00232802	¥5,800



### LMカーバー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
74-75 Si	00232803	¥5,400
74-75 XSi	00232804	¥5,800



### LMカーバー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
76-77 Si	00232805	¥5,400
76-77 XSi	00232806	¥5,800



## カーバー、アクセススケーラー、フィリングリムーバー、クラウンオフ

医療機器届出番号 27B1X00020221033 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221045 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020228027 一般医療機器



## LMカーバー

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
71-73 Si	00232807	¥5,400
71-73 XSi	00232808	¥5,800



## LMカーバー

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
71-72 Si	00232809	¥5,400
71-72 XSi	00232810	¥5,800



## LMカーバー

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
731-732 Si	00232811	¥5,400
731-732 XSi	00232812	¥5,800

## アクセススケーラー



## LMアクセススケーラー

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 接着材、セメント、コンポジットの余剰分除去に使用
- 剃刀のようにシャープなので隣接スペースで効果的

種類	商品コード	標準価格(1本)
785-795 Si	00232907	¥6,800
785-795 XSi	00232908	¥7,200



## LMミニアクセススケーラー

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 非常にタイトな歯間空隙で効果的に余剰材を除去

種類	商品コード	標準価格(1本)
784-794 Si	00232909	¥6,800
784-794 XSi	00232910	¥7,200

## フィリングリムーバー



## LMフィリングリムーバー

Si エルゴノム XSi エルゴマックス

- 一端はプローブ型で他端はウェッジ型
- 暫間充填材やクラウンの除去に使用
- 試適したブリッジの除去に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
764-766 Si	00232915	¥7,200
764-766 XSi	00232916	¥7,600

## クラウンオフ



## LMクラウンオフ

XSi エルゴマックス

- 予めクラウンに切り込みを入れておきます。
- その切り込みにLMクラウンオフを差し込み、スリットを開くように力を加えます。



種類	商品コード	標準価格(1本)
767-768 XSi	00232930	¥5,800

## マルチホルダー

医療機器届出番号 27B1X00020221046 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221059 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221060 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221068 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020301008 一般医療機器

### マルチホルダーシステム

2種類のマルチホルダーインスツルメントと可撤式の多様なプラスチック製チップから構成される多機能的インスツルメントです。

- シャンク部分が様々な角度に屈曲しているので複雑な形態の部位にも容易にアクセスできます。
- スチール製のシャンク部分は硬く、プラスチック製のワーキングエンドには柔軟性があります。



#### LMマルチホルダー PK I

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
750-756 XSi	00233602	¥6,200



#### LMマルチホルダー PK II

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
752-754 XSi	00233604	¥6,200



#### LMマルチレバー

プラスチック製のワーキングエンドを取り外す際に使用



種類	商品コード	標準価格(1箱)
7550	00233750	¥1,300


### マルチホルダーのワーキングエンド



#### LMジンジバル リトラクター

歯肉辺縁の処置を行いやすくします。  
 サイズは3種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
S 前歯用(60ヶ入)	7502	00233902	¥6,400
M 小臼歯用(60ヶ入)	7504	00233904	¥6,400
XL 大臼歯用(60ヶ入)	7506	00233906	¥6,400
アソート(90ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7500	00233900	¥8,500



#### LMサービカル マトリックス

解剖学的に正しい形態の充填を歯肉辺縁で行う際に、湿気・気泡ができるのを防止します。

サイズ・形態が異なる4種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
S 前歯 インサイザル用(60ヶ入)	7602	00233962	¥5,200
M 犬歯、小臼歯 プリモラー用(60ヶ入)	7604	00233964	¥5,200
L 小さめの犬歯 スモールモラー用(60ヶ入)	7606	00233966	¥5,200
XL 大きめの犬歯 ラージモラー用(60ヶ入)	7608	00233968	¥5,200
アソート(120ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7600	00233960	¥9,900



#### LMコンタクトフォーマー

タイトな隣接部や窩洞に使用し、正確な形成ができます。  
 サイズは4種類、1箱60個入り

商品名	種類	商品コード	標準価格
XS 前歯用(60ヶ入)	7622	00233981	¥5,000
S 犬歯・小臼歯用(60ヶ入)	7624	00233982	¥5,000
M 小臼歯・大臼歯用(60ヶ入)	7626	00233983	¥5,000
L 大臼歯用(60ヶ入)	7628	00233984	¥5,000
アソート(120ヶ入) 各サイズ30ヶ入	7620	00233980	¥9,900



#### LMマルチホルダー イントロキット

商品名	種類	商品コード	標準価格
LMマルチホルダー イントロキット	7555KXSi	00233951	¥16,000

#### セット内容

LMマルチホルダー-PK I LM 750-756(XSi)	LMジンジバル リトラクター(各種×4ヶ/3サイズ)
LMマルチホルダー-PK II LM 752-754(XSi)	LMサービカルマトリックス (各種×4ヶ/4サイズ)
LMマルチレバー-7550	LMコンタクトフォーマー (各種×4ヶ/4サイズ)

# ENDODONTICS

- エクスプローラー
- エクスケーター
- エンドプレッダー
- プラガー

歯内療法



## エキスプローラー、エキスカベーター、エンドスプレッター、プラグー

医療機器届出番号 27B1X00020221005 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221035 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020228028 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020221030 一般医療機器


### ルートカナルエキスプローラー



#### LMルートカナルエキスプローラー

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

刃部がシャープで長いので、容易に根管を調べたり開孔したりすることができます。



種類	商品コード	標準価格(1本)
27-28 Si	00232201	¥2,800
27-28 XSi	00232202	¥3,200

### ルートカナルエキスカベーター

ルートカナルエキスカベーターはラウンドエキスカベーターよりも第一シャフトが長くブレード角度が鋭い

- ・非常に効果的なブレード角度と、適切な角度がついた長いシャフトはあらゆるタイプの歯髄腔の形成を可能にします。
- ・髄室の清掃、根管の形成、暫間充填材の除去に効果的です。



#### LMルートカナルエキスカ 1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
612-622 Si	00232203	¥5,400
612-622 XSi	00232204	¥5,800



#### LMルートカナルエキスカ 1.5 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
632-642 Si	00232205	¥5,400
632-642 XSi	00232206	¥5,800



#### LMルートカナルエキスカ 2.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
652-662 Si	00232207	¥5,400
652-662 XSi	00232208	¥5,800

### エンドスプレッター



#### LMエンドスプレッター 0.4 mm

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
24 XSi	00232225	¥5,500



#### LMエンドスプレッター 0.23 mm

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
22 XSi	00232226	¥5,500

### エンドプラグー



#### LMエンドプラグー 0.5-1.0 mm

Si エルゴノーム XSi エルゴマックス

- 先端径 0.5mmと1.0mm
- 根管充填の際に使用

種類	商品コード	標準価格(1本)
41-42 Si	00232209	¥5,000
41-42 XSi	00232210	¥5,400



# EXTRACTION

- ツイストアウト
- リフトアウト
- 抜歯用インスツルメントのお手入れ
- スリムリフト
- 残根除去用インスツルメント

外科



## ツイストアウト

医療機器届出番号 27B1X00020223043 一般医療機器

### 抜歯用インスツルメント

- 人間工学に基づいたデザインなので手にしっかり馴染む
- 滑りにくく握りやすいグリップ
- バランスが良く操作しやすい
- 軽いので手への負担が少ない
- カラーコーディングで識別が容易
- ブレードは丈夫でシャープなLM-DuraGradeMAX スーパーsteel製
- ブレードと柄の接続部分に隙間が無く衛生的
- オートフレイブで滅菌可能



QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



### ツイストアウト

LMツイストアウト インスツルメントは抜歯の際に、強い力や捻りが必要な際に使用します。

#### ストレートブレード



#### LMツイストアウト S3 ストレート3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
814230	00233160	¥16,000



#### LMツイストアウト S4 ストレート4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
814240	00233162	¥16,000



#### LMツイストアウト S5 ストレート5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
814250	00233161	¥16,000

#### カーブブレード



#### LMツイストアウト C3 カーブ3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
814430	00233165	¥16,000



#### LMツイストアウト C4 カーブ4mm

- カーブ 4mm ブレード幅


種類	商品コード	標準価格(1箱)
814440	00233167	¥16,000



#### LMツイストアウト C5 カーブ5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
814450	00233166	¥16,000



リフトアウト

LMリフトアウト インスツルメントは極力無理な力をかけずに抜歯を行うためのインスツルメントです。組織の損傷を最小限に抑えることができるので、治療が速く、スムーズにインプラントの埋入へと移行できます。

**重要!!** LMリフトアウトは、適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部が特に細くなっています。誤った抜歯方法を使用したり、過剰な力やこの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

ストレートブレード



LMリフトアウト S2 ストレート2.5mm

- ストレート 2.5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812220	00233150	¥16,000



LMリフトアウト S3 ストレート3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812230	00233151	¥16,000



LMリフトアウト S4 ストレート4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812240	00233153	¥16,000



LMリフトアウト S5 ストレート5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812250	00233152	¥16,000

カーブブレード



LMリフトアウト C3 カーブ3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812430	00233155	¥16,000



LMリフトアウト C4 カーブ4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812440	00233157	¥16,000



LMリフトアウト C5 カーブ5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格 (1箱)
812450	00233156	¥16,000

抜歯用インスツルメントのお手入れ

専用カセット

LMリフトアウト・LMツイストアウト専用カセットはお手入れ時の怪我やインスツルメントの破損を未然に防ぎます。

また、滅菌バッグに穴があく可能性が減り、より確実に滅菌を行えます。

カラーコードボタン(P55参照)を利用すると識別が容易です。

専用のLMシャープニングストーンはブレードの形状にフィットするので効率良くシャープニングできます。

商品名	商品コード	標準価格(個)
シャープニングストーン リフトアウト/ツイストアウト用	00233170	¥4,700




## スリムリフト、残根除去用インスツルメント

医療機器届出番号 27B1X00020225034 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020224016 一般医療機器  
 医療機器届出番号 27B1X00020225033 一般医療機器

QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング



### スリムリフト

LMスリムリフトインスツルメントは、ブレードが非常に薄く歯根膜に挿入しやすい歯科用剥離子です。ブレード先端を歯根膜空隙に挿入し、根尖に向かってゆっくりと上下運動させながら靭帯を切断します。

**重要!!** LMスリムリフトは適用部位に対する用途とその使用法を考慮して、先端部の厚さが特に薄くなっています。誤った方法で抜歯を行ったり、捻ったり、過剰な力やテコの動作を加えたりすると先端部が破損する恐れがあります。

#### ストレートブレード



#### LMスリムリフト S3 3mm

- ストレート 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
812630	00233130	¥16,000



#### LMスリムリフト S4 4mm

- ストレート 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
812640	00233131	¥16,000



#### LMスリムリフト S5 5mm

- ストレート 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
812650	00233132	¥16,000

#### カーブブレード



#### LMスリムリフト C3 3mm

- カーブ 3mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
812830	00232135	¥16,000



#### LMスリムリフト C4 4mm

- カーブ 4mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
812840	00233136	¥16,000



#### LMスリムリフト C5 5mm

- カーブ 5mm ブレード幅

種類	商品コード	標準価格(1箱)
810850	00233137	¥16,000

QRコードを読み取って動画を *check!*



シャープニング

## 残根除去用インスツルメント



#### LMルートチップピック

- アクセスが困難な残根の除去に適しています。

XSi エルゴマックス

種類	商品コード	標準価格(1本)
769-771 XSi	00233175	¥8,000



#### LMルートアウト

種類	商品コード	標準価格(1箱)
812210	00233176	¥16,000



# MAINTENANCE

- トレーシステム
- コードボタン
- コードリング
- シャープナー
- メンテナンス

メンテナンス



## トレーシステム

### セルボマックストレーシステム


LMセルボマックストレーシステムは、診療・メンテナンス時にインスツルメントやアクセサリー類を衛生的に効率良く管理します。

- トレーパーツを入れ替えることによって多様なニーズに対応
- 感染予防に有効
- インスツルメントが傷みにくい
- 鋭利器材損傷(SI:Sharps Injury)防止



QRコードを読み取って動画を *check!*

### セルボマックス



#### LMセルボマックス トレーセット

- ユニバーサルトラッパー 1セット メタルクリップ 2ヶ入
- W185×L287×H30mm

種類	商品コード	標準価格(1セット)
6410	00233190	¥10,000

#### LMセルボマックス ユニバーサルトラッパー 2個入

種類	商品コード	標準価格(2個入)
6416	00233192	¥3,700

#### LMセルボマックス メタルクリップ 2個入

種類	商品コード	標準価格(2個入)
6415	00233191	¥1,800

### アクセサリ用



#### LMセルボマックス スタンダードケース

- W65×L136×H34mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6420	00233193	¥3,900

#### LMセルボマックス レストレーション / エンドファイルケース

- W65×L130×H40mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6430	00233194	¥6,500

#### LMセルボマックス フォーム 20個入

- ファイル清掃用

種類	商品コード	標準価格(箱)
6435	00233195	¥2,200

#### LMセルボマックス ウルトラソニック チップケース

- 超音波スケーラー、エアスケーラーなどのチップ6ヶ収容可能
- W65×L128×H38mm

種類	商品コード	標準価格(個)
6460	00233197	¥5,500

## トレーシステム、コードボタン、コードリング



## LMセルボマックス バー / エンドファイルケース

- バー8ヶ、ファイル14ヶ収納可能
- W70×L128×H60mm

種類	商品コード	標準価格(1個)
6450	00233196	¥6,500

## 手用インスツルメント用

LMセルボカセットはインスツルメントをしっかりとロックし、隅々まできれいに清掃することができます。シリコン製のコードボタンをはめ込むとカセットを容易に識別できます。LMセルボマックス メタルクリップでLMセルボマックストレーに取付可能。

■ トレーカセットは、耐久性に優れた特殊プラスチック製。通常の洗浄・消毒・滅菌方法に対応しています。  
(最高滅菌温度:高圧蒸気滅菌器で134℃)



## LMインスツルメントカセット 5本用

- インスツルメント 5本用カセット
- W86×L180×H28mm

種類	商品コード	標準価格(1個)
6650	00233205	¥6,000

## LMインスツルメントカセット 8本用

- インスツルメント 8本用カセット
- W136×L180×H28mm

種類	商品コード	標準価格(1個)
6680	00233208	¥6,700

## コードボタン/コードリング

## LMセルボコードボタン

カセットの両側面にLMコードボタンをはめ込む穴が3個ずつ空いています。  
- 各色1箱20個入り



## LMコードリング

インスツルメント識別用リング  
- 各色1箱50個入り



商品名	種類	商品コード	標準価格
コードボタン 1箱20個入			
ブルー	6000	00233210	¥1,700
グリーン	6001	00233211	¥1,700
オレンジ	6002	00233212	¥1,700
レッド	6003	00233213	¥1,700
イエロー	6004	00233214	¥1,700
ブラウン	6005	00233215	¥1,700
コードリング 1箱50個入			
ブルー	5000	00234200	¥1,600
グリーン	5001	00234201	¥1,600
オレンジ	5002	00234202	¥1,600
レッド	5003	00234203	¥1,600
イエロー	5004	00234204	¥1,600
ブラック	5005	00234205	¥1,600
ホワイト	5006	00234206	¥1,600
ブラウン	5007	00234207	¥1,600
ライラック	5008	00234208	¥1,600



## シャープナー

## ロンドプラス シャープナー

硬組織を処置するインスツルメントはすぐに切れなくなり、治療の効率が悪くなります。歯周治療用のインスツルメントは毎回使用後にシャープニングを行う必要があります。手でシャープニングを行うと時間がかかる上、必要以上にインスツルメントを削ってしまいます。そのような問題を解決するのがLMロンドプラス シャープナーです。

## 簡単、迅速

- 簡単な使用方法 インスツルメントのブレードを正しいシャープニング位置で保持し、グライディングストーンを回転させます。
- ほんの数秒で1本のインスツルメントをシャープニングすることができます。

## 多様性

- 各種スケーラー類のほかにエキスカ等の形成用インスツルメントにも対応
- 左利き、右利き、両方に対応
- 回転方向を選択可能

## 正確、安全

- インスツルメントの位置は2段階に調整可能。高いレスト位は 形成用のインスツルメントに、低いレスト位は歯周用のインスツルメントに使用
- ブレードの原型を維持しながらシャープニングが行えます。
- 低速回転:ブレードが熱により変形することがありません。

目の細かい400グリッドのセラミックストーンで研磨するのでインスツルメントの摩耗を最小限に抑えることができ、インスツルメントをより長く使うことができます。



LM ロンドシャープナーシルバーの使用法やお手入れ方法の動画を白水ホームページで公開しています。

使用動画  
公開中!



白水 HP

QRコードを読み取って動画を check!



## LMロンドプラス シャープナー シルバー

## 包装内容:

LMロンドプラス シャープナー、フットペダル、400グリッド シャープニングストーン、LMフィンゴ×2、エメリーテープ×5、イラスト付取扱説明書

種類	商品コード	標準価格(台)
8600	00234020	¥170,000



LMロンドプラス シャープナーの本体には両サイドにインスツルメントの切れ味をチェックするLMフィンゴが付いています。本体に取り付けたままでも、指にはめても使用できます。

## 補充品

商品名	種類	商品コード	標準価格
シャープニングストーン(ロンドプラス用)			
600グリッド(白・細目)	8660	00234101	¥12,000
400グリッド(グレー・中目)	8640	00234102	¥12,000
320グリッド(黒・粗目)	8632	00234100	¥12,000
その他補充品			
フットペダル(ロンドプラス用)	8630	00234103	¥21,000
エメリーテープ 5入(ロンドプラス用)	8550	00234104	¥1,400
LMフィンゴ テストスティック(2ヶ入)	8602	00233302	¥2,500
LMフィンゴ テストスティック(6ヶ入)	8606	00233306	¥6,800

## 関連商品

## マグネットゲージ


商品コード	標準価格
00481565	¥1,600



刃部のフェイス(内面)にマグネットを乗せるだけでエッジの傾きが簡単に分かります。



## メンテナンスの手順



- 1 **すすぎ (用手洗浄、超音波洗浄)**  
40℃以下のぬるま湯でインスツルメントをきれいにすすいでください。
- 2 **洗浄・消毒**
  - ① 超音波洗浄：インスツルメントの破損を防止するため、インスツルメントカセットを使用してください。
  - ② 用手洗浄：厚手のグローブと化学洗剤を使用した予備消毒/洗浄を行います。
  - ③ ジェットウォッシャー：洗浄・消毒を行います。
- 3 **すすぎ (用手洗浄、超音波洗浄)**  
40℃以下のぬるま湯でインスツルメントをきれいにすすぎます。
- 4 **乾燥 (用手洗浄、超音波洗浄)**  
滅菌の前にインスツルメントを乾燥させます。
- 5 **検査とシャープニング**  
必要ならばインスツルメントのシャープニングや手入れ・交換を行います。
- 6 **パッキング**  
清掃、研磨を終えたインスツルメントを滅菌用にパッキングします。
- 7 **滅菌**  
オートクレーブ：洗浄、乾燥した後、パッキングしたインスツルメントをオートクレーブ滅菌器の中に入れます。



おすすめ!


## 関連商品

滅菌には...



クラスBオートクレーブ リサ22Eli  
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器  
医療機器認証番号:228ALBZX00008000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

パッキングには...



5本用カセット  
におすすめ!

8本用カセット  
におすすめ!

W&H滅菌ロール



ヒートシーラー Seal2

洗浄・消毒には...



ミーレ ジェットウォッシャー PG8591  
器具除染用洗浄器  
製造販売届出番号 13B2X10362000017 一般医療機器

シャープニングには...



LMロンドプラス シャープナーシルバー  
インスツルメント電動シャープナー

## 索引

## アルファベット

## M

M-Dグレイシー #11-14	32
M-Dグレイシー #12-13	32
M-Dグレイシー #15-18	32
M-Dグレイシー #16-17	32
M-Dグレイシーミニ #11-14	32
M-Dグレイシーミニ #12-13	32
M-Dグレイシーミニ #15-18	32
M-Dグレイシーミニ #16-17	32

## かな

## あ

アルテ アプリカ	40
アルテ アプリカ ツイスト	40
アルテ エクセソ	41
アルテ カスプ ミスラ	41
アルテ コンデンサー	40
アルテ ソロ アンテリア	41
アルテ ソロ ポステリア	41
アルテ フィスラ	40
アルテ ポステリア ミスラ	41
アルテ ミスラ	41
アルテ モデラ	40
アルテ レブリカ ポステリア	41

## い

インストゥルメントカセット	55
---------------	----

## え

エキスカベーターラウンド 1.5mm	36
エキスカベーターラウンド 2.0mm	36
エキスカベーターラウンド 1.0mm	36
エキスプローラー 3-6	11
エキスプローラー 5-8	10
エキスプローラー 5-9	10
エキスプローラー 9	12
エキスプローラー 11-12	11
エキスプローラー 17-23	11
エキスプローラー センタード 9-17C	11
エキスプローラー センタード 17C-23	11
エキスプローラー プロセテック 18-19	12
エキスプローラー ホルスト 29	12
エクセスケーラー	45
エッジスター テストスティック	23
エミリーテープ 5入(ロンドプラス用)	56
エルゴシングル ミラーハンドル	10
エルゴホルド3	34
エルゴミックス グレイシーミニ #1-2(チタン)インプラント用	33
エルゴミックス グレイシーミニ #11-12(チタン)インプラント用	33
エルゴミックス グレイシーミニ #13-14(チタン)インプラント用	33
エルゴミックス スペアハンドル	33
エルゴミックス スペアロックグリップ 2個入	33
エルゴミックス チタン製スペアチップ(インプラント用)	33
エルゴミックス ユニバーサルキュレット ミニ(チタン)インプラント用	33
エンドスプレッター 0.4 mm	48
エンドスプレッター 0.23 mm	48
エンドブラガー 0.5-1.0 mm	48

## か

カーバー	44,45
------	-------

## く

クラウンオフ	45
グレイシーキュレット #1-2	24
グレイシーキュレット #3-4	24
グレイシーキュレット #5-6	24
グレイシーキュレット #7-8	24
グレイシーキュレット #9-10	24
グレイシーキュレット #11-12	25
グレイシーキュレット #13-14	25

グレイシーキュレット #15-16	25
グレイシーキュレット #17-18	25
グレイシーキュレット #P3-P4	24
グレイシーキュレット マクロAF #5-6 スタンダード	27
グレイシーキュレット マクロAF #7-8 スタンダード	27
グレイシーキュレット マクロAF #11-12 スタンダード	27
グレイシーキュレット マクロAF #13-14 スタンダード	27
グレイシーキュレット ミニ #1-2	26
グレイシーキュレット ミニ #7-8	26
グレイシーキュレット ミニ #11-12	27
グレイシーキュレット ミニ #13-14	27
グレイシーキュレット ミニ #15-16	27
グレイシーキュレット ミニ #17-18	27
グレイシーキュレット リジッド #1-2	26
グレイシーキュレット リジッド #7-8	26
グレイシーキュレット リジッド #11-12	26
グレイシーキュレット リジッド #13-14	26
グレイシーキュレット リジッド #15-16	26

## こ

コードパッカー 2.0mm	38
コードパッカー 2.6mm	38
コードボタン	55
ゴールドマンフォックス 3	20
コロンビア 2L-2R	20
コロンビア 4L-4R	20
コロンビア キュレット 13-14	20
コンタクトフォーマー	46
コンボジット インストゥルメント アンテリア ダークダイヤモンド	42
コンボジット インストゥルメント ポステリア ダークダイヤモンド	43
コンボジットスパチュラ	44

## さ

サービカルマトリックス	46
-------------	----

## し

シクルスケーラー LM23	16
シクルスケーラー LM204S	16
シクルスケーラー カプラン	17
シクルスケーラー ミクロ	16
シクルスケーラー ミニ	16
シクルスケーラー ミニカプラン	17
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 1-2	28
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 7-8	28
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 11-12	28
シャープダイヤモンド グレイシーキュレット 13-14	28
シャープダイヤモンド ネブラスカ	30
シャープダイヤモンド コロンビア 4L-4R	31
シャープダイヤモンド シクルLM23	30
シャープダイヤモンド シャープジャック	30
シャープダイヤモンド スケーラーH6-H7	30
シャープダイヤモンド ネブラスカ	30
シャープダイヤモンド パーソナル 5-6	31
シャープダイヤモンド マイクロシクル	30
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 1-2	29
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 7-8	29
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 11-12	29
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 13-14	29
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 15-16	29
シャープダイヤモンド ミニ グレイシーキュレット 17-18	29
シャープダイヤモンド ミニ シクル	30
シャープダイヤモンド ミニ シンテット	31
シャープニングストーン リフトアウト/ツイストアウト用	51
ジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(遠心用)	37
ジンジバルマーゼントリマー 1.2mm(近心用)	37
ジンジバルリトラクター	46
シンテット	21
シンテットミニ	21

## す

スパチュラ	38
スプーンエキスカ 1.0mm	36
スプーンエキスカ 1.5mm	36
スリムリフト C3	52
スリムリフト C4	52
スリムリフト C5	52
スリムリフト S3	52
スリムリフト S4	52
スリムリフト S5	52

## せ

セルボマックス ウルトラスロニック チップケース	54
セルボマックス スタンダードケース	54
セルボマックス トレーセット	54
セルボマックス バー / エンドファイルケース	55
セルボマックス フォーム	54
セルボマックス メタルクリップ	54
セルボマックス ユニバーサルトラッパー	54
セルボマックス レストレーション / エンドケース	54

## た

ダイヤモンドファイル SV 5-6	21
ダイヤモンドファイル SV 7-8	21

## つ

ツイストアウト C3	50
ツイストアウト C4	50
ツイストアウト C5	50
ツイストアウト S3	50
ツイストアウト S4	50
ツイストアウト S5	50

## ね

ネイバースブローブ	14
ネブラスカ	17

## の

ノースカロライナ ブローブ 54B	14
-------------------	----

## は

バーニツシャー	39
バーニツシャー 1.5-2.5 mm	39
バーニツシャー #27-29	39
バーニツシャー ダークダイヤモンド	42
バーニツシャー プラガー ダークダイヤモンド1.5-2.5mm	42
バーンハルト 5-6	20
ハイジニストスケーラー H4-H5	17
ハイジニストスケーラー H6-H7	17
バックアーモデラー	43,44
バックアーモデラーIO ダークダイヤモンド	42
バックアクションエキスカ 1.0 mm	37
バックアクションエキスカ 1.5mm	37
バックアクションエキスカ 2.0 mm	37
バックアクションエキスカ 3.5 mm	37

## ふ

ファーケーター	21
フィリングリムーバー	45
フィンゴテストスティック	56
フォームコンデンサー 1.5-2.5 mm	44
フットペダル(ロンドプラス用)	56
ブラガー 1.0-1.5mm	39
ブラガー 1.2-2.0mm	39
ブラガー 1.8-2.5mm	39
プラスチックインスツルメント	44
プリマミラー	10
フレックスブローラー 11F-12F	11
フロー インスツルメント IO	43

## へ

ベースキャリア コンデンサー マリアブルチップ	38
ベースキャリア コンデンサー リジッド	38
ベースキャリアリジッド	38
ペリオブローブ 8-520B	13
ペリオブローブ 23-52B	12
ペリオブローブ 23-520B	13
ペリオブローブ 23-530B	13
ペリオブローブ WHO 8-550B	13
ペリオブローブ WHO 23-550B	13
ペリオブローブ WHO 550B	13
ペリオブローブ ウィリアム 51	13
ペリオブローブ ファーケーション	14

## ほ

ホースケーラー アンテリア	22
ホースケーラー ポステリア	22
ホースケーラー ラテラル	22
LMアルテ ポステリア ミスラ	41

## ま

マーキス12 ブローブ 53B	14
マグネットゲージ	56
マッコール 13S-14S	18
マッコール 17-18	18
マッコール17S-18S	18
マルチホルダー PK I	46
マルチホルダー PK II	46
マルチホルダー イントロキット	46
マルチレバー	46

## み

ミニエクススケーラー	45
ミニスパチュラ	44
ミニスパチュラ ダークダイヤモンド	43
ミニマッコール 13S-14S	18
ミラーハンドル	10
ミラーハンドルJM	10

## も

モデラー MH	43
モデラーMH ダークダイヤモンド	42
モデラー MH ミニ	43
モデラーMH ミニ ダークダイヤモンド	42

## ゆ

ユニバーサルキュレット15-16	18
------------------	----

## ら

ラップランダー	17
ランガーキュレット1-2	19
ランガーキュレット3-4	19
ランガーキュレット5-6	19
ランガーキュレットミニ1-2	19
ランガーキュレットミニ3-4	19
ランガーキュレットミニ5-6	19

## り

リフトアウト C3	51
リフトアウト C4	51
リフトアウト C5	51
リフトアウト S2	51
リフトアウト S3	51
リフトアウト S4	51
リフトアウト S5	51

## る

ルートアウト	52
ルートカナルエキスカ 1.0 mm	48
ルートカナルエキスカ 1.5 mm	48
ルートカナルエキスカ 2.0 mm	48
ルートカナルエキスブローラー	48
ルートチップピック	52

## ろ

ロンドプラス シャープナー シルバー	56
--------------------	----

記載内容は2024年8月現在のものです。尚、記載価格は全て税別です。



## 白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814  
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951  
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 TEL(03)5217-4618  
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877  
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400  
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西廻屋3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870  
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618  
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>