

acteon

# expasyI CAMPAIGN

HAKUSUI

Special Sale!

医薬品含有歯肉圧排材料

エキスパジルキャンペーン

キャンペーン期間

2025. **3.21** 金

▶ **5.20** 火

## エキスパジル カートリッジ増量 (9本入り) キャンペーン

エキスパジルをすでに  
使用されている方に  
おすすめです!



口腔内スキャナー (IOS) で  
縁下マージンを捉える  
歯周組織を傷つけない歯肉圧排

Check!



商品情報はコチラ

高度管理医療機器 医療機器承認番号 エクスパジル 22000BZX01153000

増量!



カートリッジ (6本/1箱)

+



カートリッジ3本

合計9本入り

1.5倍に増量!

期間中、カートリッジを1.5倍に増量し (合計9本入り)、特別価格にてご提供いたします。

20%  
OFF

標準価格 27,000 円相当のところ

\\ いまだけ /

キャンペーン 標準価格

21,600円

でのご提供いたします

# expasyl

20年  
を超える  
臨床実績

エキスパジルは、簡単に歯肉圧排効果を得ることができる歯肉圧排材料です。通常の圧排糸の圧の約1/37以下の圧力で使用されるので、上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。また、カオリン※1の水分吸収作用と塩化アルミニウムを含有していることにより、歯肉圧排糸と比較し同等、それ以上の効果を得ることが出来ます。作業時間は短く、効果的、かつ安全※2、是非その効果を実感してください。

※1 カオリナイトを主成分とし、長石類から生ずる粘土の一種




## エキスパジルの効果

- ▶ 明瞭な歯肉圧排効果と乾燥作用。
- ▶ 上皮付着と歯肉線を保護します。
- ▶ 痛みを感じにくい。
- ▶ 速くて、単純で、優れたコストパフォーマンス。
- ▶ 20年以上に及ぶ臨床経験と多くの文献。

## エキスパジルの圧排力

市場にある様々な圧排糸、圧排材料との比較。他の材料と比較し、エキスパジルの圧排力は1.7~9.2倍を示した。※3

Force required for movement with retraction gels and compounds (in-vitro)



※3 Abstract #1364. American Association for Dental Research. 2012 March.

## 適用症例

エキスパジルは様々な症例に対応します。

- ▶ 従来の印象
- ▶ 光学印象
- ▶ シーリング/ボンディング
- ▶ 保存症例 (クラスII、V)
- ▶ インプラント症例

## 作用


- ▶ 効果的に歯肉圧排、乾燥を行います。
- ▶ 圧排時に他の器材と組み合わせて使用する必要はありません。
- ▶ エクスパジルの使用時の上皮付着にかかる圧力は圧排糸と比較し1/37以下。※2
- ▶ 上皮付着に損傷を与えるリスクを軽減します。
- ▶ 上皮付着が保護されるので、歯肉退縮や骨吸収のリスクが軽減されます。
- ▶ シリンジのエアーと水で簡単に除去することができます。

※2 Bennani V, Aarts JM, He LH. A comparison of pressure generated by cordless gingival displacement techniques. J Prosthet Dent. 2012 June;107(6):388-92.

## 症例写真のご紹介

臨床写真提供

きたみち歯科医院  
北道 敏行 先生



臨床写真提供

吉岡歯科クリニック  
吉岡 宣史朗 先生

